

Dezinfekce na nástroje/přístroje – Batiquat AM MD

Batiquat AM MD

Charakteristika:

Koncentrovaný přípravek k čištění a dezinfekci lékařských a dentálních nástrojů a zařízení. V nízkých koncentracích vhodný v méně rizikových oblastech (dezinfekce inkubátorů). Vhodný pro ultrazvukové lázně.

Mikrobiologická účinnost: A, B, M, T, V

Použití:

- přípravek je koncentrát, který musí být ředěn podle doporučení
- nástroje ponoříme do pracovního roztoku rozebrané, otevřené apod.
- po ukončení dezinfekce nástroje opláchneme pitnou vodou a před sterilizací osušíme
- v případě silného znečištění nástrojů, nečistoty odstraníme kartáčkem a vložíme do nového čistého pracovního roztoku

Dávkování

- bakteriocidní (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) - koncentrace 0.25% - expozice 60 min./ koncentrace 0.75% - expozice 15 min
- fungicidní (C.albicans, A.niger) - koncentrace 0.25% - expozice 60 min./ koncentrace 0.75% - expozice 15 min
- bakteriocidní a fungicidní - koncentrace 2.00% - expozice 5 min
- ultrazvuková lázeň
- mykobakteriocidní (tuberculocidal) (M.terrae,M.avium) -2.00% - expozice 60 min
- virucidní (HIV/HBV/HCV) - koncentrace 0.75% - expozice 5 min
- virucidní (Adeno, Polio)- koncentrace 0.75% -expozice 15 min

Dezinfekce a předsterilizační příprava lékařských nástrojů

- ředění – 0.25% pracovního roztoku (25 ml/10 l)- expozice 60 min - bakteriocidní a fungicidní
- ředění – 0.75% pracovního roztoku (75 ml/10 l) - expozice 15 min - bakteriocidní, fungicidní a virucidní
- ředění – 2.00% pracovního roztoku (20ml/11) - expozice 5 min. Ultrazvuková lázeň - bakteriocidní, fungicidní a virucidní
- ředění – 2.00% pracovního roztoku (20 ml/11)- expozice 60 min - mykobakteriocidní (tuberkulocidní)

Složení : účinné látky ve 100 g přípravku:

10 g Benzalkonium chloride

5 g Didecyldimethyl ammonium chloride

6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Pomocné látky: rozpoštědla, inhibitory koroze, barviva



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
1325100112	Dezinfekční prostředek Batiquat AM MD: nástroje/přístroje, roztok	1 litr	527,-
1325100113	Dezinfekční prostředek Batiquat AM MD: nástroje/přístroje, roztok	5litrů	2.274,-