

Dezinfekce na nástroje- Sekusept

Sekusept Plus - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod. a k uchování podávek.

Výhody pro uživatele:

- účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV)
- široké spektrum účinnosti při krátké expozici
- neobsahuje aldehydy. KAS ani fenoly, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem **glukoprotaminu**
- příjemná neдрáždivá vůně
- velmi dobrý čistící účinek
- vhodný do ultrazvukových lázní
- nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze



Složení: Antimikrobiální účinné látky, neinogenní tenzidy, komplexotvorné látky, které zvyšují rozpouštěcí a čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu plus: 25,0 g glukoprotaminu

Doporučené ředění Sekuseptu plus	koncentrace (%)	doba expozice
Účinnost proti bakteriím dle EN13727 (D), kvasinkám dle EN13624 (D)	1,00 (10 ml/l) 1,00 (10 ml/l)	5 min 15 min
Účinnost proti obaleným virům HIV, HBV, HCV testováno na Vaccinia a BVDV, DVV/RKI	1,00 (10 ml/l)	5 min
Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) (DGHM/VAH)	1,50 (15 ml/l) 3,00 (30 ml/l) 4,00 (40 ml/l)	1 h 30 min 15 min
Účinnost proti HIV (DVV/RKI)	1,00 (10 ml/l)	0,5 min
Účinnost proti jiným virům - Adeno, Papova (DVV/RKI)	1,50 (15 ml/l)	1 h
Konzervace - uchování podávek	3,00 (30 ml/l)	max. 24 hod.

Pokyny pro použití:

- před použitím zředit na vhodnou koncentraci **studenou vodou**
- nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek
- použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu plus, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé ponoření
- po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnout vodou
- roztok pro dezinfekci se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní
- uchovat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C
- výměna konzervačního roztoku pro podávky dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. maximálně po 24 hodinách

Katalog. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
ECO3030930	Sekusept Plus: kapalná koncent. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů	2 litry	996,-
ECO3033850	Sekusept Plus: kapalná koncent. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů	6 litrů	2.384,-

Sekusept Extra N

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod.

Výhody pro uživatele:

- účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým vláknitým houbám a omezenému spektru virů (včetně HBV a HIV)
- široké spektrum účinnosti při krátké expozici
- neobsahuje formaldehyd
- dobrý čistící účinek, příjemně voní, vhodný do ultrazvukových lázní
- nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze

Složení: Antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy, látky zvyšující čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu extra N:

6,0 g glutaraldehydu

5,0 g alkylbenzyltrimethylamoniumchloridu



Doporučené ředění Sekuseptu extra N	koncentrace (%)	doba expozice
Dezinfekce nástrojů (včetně TBC)	2,00	1 h
	3,00	30 min
	5,00	15 min
Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) v ultrazvukové lázni	3,00	5 min
Účinnost proti HBV	0,50	15 min
Účinnost proti HIV	0,50	5 min
Účinnost proti jiným virům	- Adeno	1,00
	- Vaccinia	1,00
	- Papova SV 40	2,00
	- Polio	6,00
	při 30 °C	4,00

Pokyny pro použití:

- před použitím zředit na vhodnou koncentraci **studenou** pitnou vodou
- nepřidávat jiné čistící ani dezinfekční prostředky
- použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu extra N, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé ponoření
- po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnout vodou
- roztok pro dezinfekci se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené nádobě max. 14 dní
- uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C

Katalog. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
ECO3030990	Sekusept Extra N: kapalná koncentrace dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů	2 litry	630,-
ECO3033810	Sekusept Extra N: kapalná koncentrace dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů	6 litrů	1.592,-

Sekusept Forte

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, skla a plastů, k dezinfekci endoskopů, fibroskopů a uchování podávek.

Výhody pro uživatele:

- účinný proti bakteriím (včetně TBC), virům (včetně HBV a HIV), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a sporám
- krátká doba expozice, zvláště při použití ultrazvuku
- dobrá čistící schopnost, příjemně voní
- nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze
- zvláště vhodný pro termolabilní materiály, např. anesteziologické příslušenství



Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu forte:

3,75 g glutaraldehydu

11,10 g formaldehydu

2,70 g alkylbenzyltrimethylammoniumchloridu

12,00 g glyoxalu

Oblast použití	koncentrace (%)	doba expozice
Baktericidní, fungicidní (kvasinky)	0,50 (5 ml/l)	30 min
	1,00 (10 ml/l)	15 min
	2,00 (20 ml/l)	5 min
Virus HBV	1,50 (15 ml/l)	10 min
TBC	3,00 (30 ml/l)	60 min
MRSA	v rámci účinnosti na bakterie	
Plně virucidní - dezinfekce endoskopů - druhý stupeň dezinfekce (DSD)	1,50 (15 ml/l)	60 min
	3,00 (30 ml/l)	30 min
	4,00 (40 ml/l)	15 min
Sporicidní - dezinfekce endoskopů - vyšší stupeň dezinfekce (VSD)	1,50 (15 ml/l)	6 hod.
	5,00 (50 ml/l)	60 min
Konzervace-uchování podávek	1,50 (15 ml/l)	max. 24 hod

Pokyny pro použití:

- před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou
- nepřidávat jiné čistící prostředky
- použité předměty se vloží do předem připraveného roztoku Sekuseptu forte, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé smočení
- po předepsané době expozice se předměty z roztoku vyjmou a opláchnou vodou, při vyšším stupni dezinfekce sterilní vodou
- roztoky se uchovávají v uzavřených nádobách, roztok pro dezinfekci se připravuje každý den čerstvý, roztok pro vyšší stupeň dezinfekce lze používat a uchovávat max.14 dní
- výměna konzervačního roztoku pro podávky dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. maximálně po 24 hodinách.

Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
ECO3030950	Sekusept Forte: kapalná koncent. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů	2 litry	712,-
ECO3033830	Sekusept Forte: kapalná koncent. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů	6 litrů	1.872,-

Sekusept Aktiv - vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek pro nástrojovou dezinfekci včetně endoskopů a dezinfekci a čištění ploch a povrchů včetně koupacích van.

Výhody pro uživatele:

- nová receptura - výrazný a rychlý účinek
- neobsahuje aldehydy
- pro manuálně prováděnou dezinfekci, ultrazvukové lázně, mycí poloautomaty
- vynikající materiálová snášenlivost - pH pracovního roztoku 8
- zcela rozpustný, bez zbytkových reziduí
- možnost kontroly koncentrace účinné látky (testovací proužky)
- bezpečný a ekologický



Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), virucidní (vč. HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Polio), fungicidní, sporicidní

Obsah aktivní účinné látky ve 2% (20g/l) roztoku přípravku: > 1000 ppm (mg/kg) kyseliny peroxyoctové

Složení: tetraacetyلهthylendiamin, peroxouhličitan sodný, neionogenní tenzidy, inhibitory koroze, komplexotvorné látky, parfemační přísady

Oblast použití: Pro aktivní čištění a dezinfekci zdravotnického instrumentária /včetně endoskopů, anesteziologického příslušenství apod./, ve všech typech zdravotnických zařízení, laboratořích, farmaceutické výrobě atd.

Návod k použití: K přípravě pracovních roztoků používejte přiloženou odměrku (30 ml = 20 g, 15 ml = 10 g) a dávkujte 20 g prášku do jednoho nebo dvou litrů vody. Nadávkujte příslušné množství prášku do vody, roztok občas promíchejte a nástroje začněte vkládat po uplynutí 15 minut. Vložené nástroje musejí být zcela ponořeny. Maximální pozornost věnujte odstranění vzduchových bublin u nástrojů a příslušenství obsahujících dutiny. Po uplynutí expoziční doby vyjměte nástroje z roztoku a opláchněte důkladně vodou. Pracovní roztok připravujte denně čerstvý.

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně.

Koncentrace stručně: 1 litr vody a 1 odměrka á 20 g = 2 % pracovní roztok / 1 litr vody a 1/2 odměrky á 10 g = 1% pracovní roztok

APLIKACE	Účinnost	Koncentrace	Expozice
Dekontaminace nástrojů	A(B)TMV	1% (10 g/l)	15 min
Druhý stupeň dezinfekce	ABTMV	2% (20 g/l)	10 min
Vyšší stupeň dezinfekce	ABCTMV	2% (20 g/l)	15 min
Dezinfekce van v balneoprovozech	A(B)V	1% (10 g/l)	5 min
Dezinfekce ploch a povrchů:	A(B)TMV	1% (10 g/l)	15 min
	A(B)TMV	2% (20 g/l)	5 min
	ABTMV	2% (20 g/l)	10 min
	ABCTMV	2% (20 g/l)	15 min

Katalog. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
ECO3050590	Sekusept Aktiv: vysoce účinný čistící a dezi. přípravek na dezi. nástrojů	6kg	2.867,-
ECO3050530	Sekusept Aktiv: vysoce účinný čistící a dezi. přípravek na dezi. nástrojů	1.5kg	832,-

Sekusept Easy Combi Pack

SEKUSEPT EASY combi pack = SEKUSEPT EASY + SEKUSEPT EASY AKTIVÁTOR

Výrobek je součástí systému PEROXYBALANCE = nejvyšší kvalita ošetření pro endoskopy, nástroje a zdravotnické prostředky.

Výrobek je deklarován jako zdravotnický prostředek.

Charakteristika:

- Snadná manipulace, příprava a kontrola
- Skvělá materiálová snášenlivost
- Spolehlivý a rychlý antimikrobiální účinek
- Pohoda na 100% při skladování
- Bezproblémové oplachování
- Šetrný k životnímu prostředí
- Mikrobiologicky, toxikologicky a ekologicky testován
- **Aktivační doba = 0 minut, ihned k použití!!!**



Oblast použití: pro vyšší a druhý stupeň dezinfekce zdravotnických nástrojů jako jsou flexibilní endoskopy; anesteziologické, urologické a chirurgické nástroje a pomůcky z chromniklové oceli, plastů a pryže.

Není vhodný pro zdravotnické nástroje vyrobené z mosazi a mědi ani pro poškozené nástroje.

SEKUSEPT EASY

Složení: mikrobicidní účinné látky (kyselina peroctová 4,3%, peroxid vodíku 26,5%), organické kyseliny (kyselina octová 7,3%), stabilizátory.

SEKUSEPT EASY AKTIVÁTOR

Složení (dle doporučení 897542/EEC): <5% fosforečnany, <5% alkálie.

Návod ve třech krocích:

1. připravte si 5 litrů vody o teplotě do 30 stupňů Celsia a do ní nalejte jednu láhev SEKUSEPT EASY. Roztok zamíchejte.
2. do roztoku přidejte jednu láhev SEKUSEPT EASY AKTIVÁTOR. Znovu zamíchejte.
3. doplňte vodou tak, aby celkové množství pracovního roztoku bylo 10 litrů. Vkládejte nástroje.

Pracovní roztok se připravuje pro každou pracovní směnu čerstvý.

Účinnost: ABCTMV = 10 minut, ABV = 5 minut

Kontrola účinnosti pracovního roztoku ve třech krocích:

1. ponořte testovací proužek do pracovního roztoku na 2 sekundy
2. po vytažení proužku jej oklepáním zbavte kapaliny a vyčkejte 30 sekund
3. porovnejte zabarvení proužku s barevnou stupnicí uvedenou na tubě.

Jedná se o identické testery jako u výrobků Sekusept aktiv a PERESAL.

Minimální trvanlivost pro Sekusept easy combi pack: 18 měsíců

Skladování: informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění použitých obalů a nespotebovaných částí výrobku obdržíte u místně příslušného správního úřadu. Skladujte v originálním obalu, v temnu, suchu a chladu. Chraňte před mrazem.

Sekusept easy COMBI PACK 4+4 = 4 x 450 ml Sekusept easy a 4 x 420 ml Sekusept easy aktivátor

Kat. číslo	Popis produktu	Cena bez DPH
ECO3020470	Sekusept Easy Combi Pack: SEKUSEPT EASY 4x420ml+SEKUSEPT EASY AKTIVÁTOR 4x450ml	1.661,-