

## Sterilní injekční jednorázové jehly



Jednorázové jehly jsou jednotlivě balené a barevně rozlišené dle mezinárodního označení. Injekční jehly se vyznačují kvalitním ostřím, které snižuje pocit bolesti při vpichu. Hlavička jehly je z transparentního materiálu, což umožňuje sledování proudění léčiva nebo krve přes jehlu. Jsou dodávány ve sterilním peel balení v papírových krabičkách po 100 ks.

Kat. číslo	Popis produktu	Cena bez DPH/ktn	Cena bez DPH/bal
1321600603	Jehla 0,5x16 CHIRANA: oranžová, 25G krátká; ktn(40x100ks)	2.496,-	70,-/100ks
1321600604	Jehla 0,5x25 CHIRANA: oranžová, 25G dlouhá; ktn(40x100ks)	2.496,-	70,-/100ks
1321600607	Jehla 0,6x30 CHIRANA: modrá, 23G; ktn(40x100ks)	2.496,-	70,-/100ks
1321600609	Jehla 0,7x30 CHIRANA: černá, 22G; ktn(40x100ks)	2.496,-	70,-/100ks
1321600611	Jehla 0,8x40 CHIRANA: zelená, 21G; ktn(40x100ks)	2.496,-	70,-/100ks
1321600612	Jehla 0,9x40 CHIRANA: žlutá, 20G; ktn(40x100ks)	2.496,-	70,-/100ks
1321600614	Jehla 1,2x40 CHIRANA: růžová, 18G; ktn(40x100ks)	2.912,-	82,-/100ks

## Injekční stříkačky sterilní



Injekční stříkačky jsou sterilní, jednotlivě balené a dodávané v pěti velikostech. Mají vynikající těsnost a čírost válce. Stříkačky jsou sterilizovány etylenoxidem a na obale jsou uvedené veškeré údaje – typ, velikost, číslo šarže a doba použití.

Kat. číslo	Popis produktu	Cena bez DPH/ktn	Cena bez DPH/bal
1321600503	Injekční stříkačka CHIRANA: 2ml; ktn(28x100ks)	2.621,-	105,-/100ks
1321600506	Injekční stříkačka CHIRANA: 5ml; ktn(19x100ks)	2.372,-	140,-/100ks
1321600507	Injekční stříkačka CHIRANA: 10ml; ktn(12x100ks)	2.122,-	198,-/100ks
1321600509	Injekční stříkačka CHIRANA: 20ml; ktn(12x80ks)	2.796,-	260,-/80ks
1321600551	Stříkačka JANET CHIRANA: 150ml; 1ks		99,-/1ks