

Erlenmeyerovy baňky

různé objemy, bez/s víčkem, PP

Autoklávovatelná baňka s orientační vyraženou stupnicí.
Bez víčka.
Materiál: PP



Kat. číslo	Popis produktu	Hrdlo	Množství	Cena bez DPH
60500050	Erlenmeyerova baňka: 50ml, bez víčka, vyražená stupnice, PP	14/23	1ks	46,-
60600125	Erlenmeyerova baňka: 125ml, bez víčka, vyražená stupnice, PP	14/23	1ks	60,-
60700250	Erlenmeyerova baňka: 250ml, bez víčka, vyražená stupnice, PP	16/26	1ks	68,-
60800500	Erlenmeyerova baňka: 500ml, bez víčka, vyražená stupnice, PP	24/29	1ks	111,-
60901000	Erlenmeyerova baňka: 1000ml, bez víčka, vyražená stupnice, PP	34/35	1ks	190,-
61002000	Erlenmeyerova baňka: 2000ml, bez víčka, vyražená stupnice, PP	34/35	1ks	271,-

Autoklávovatelná baňka s orientační tištěnou modrou stupnicí.
Šroubovací uzávěr.
Materiál: PP



Kat. číslo	Popis produktu	Hrdlo	Množství	Cena bez DPH
60100100	Erlenmeyerova baňka: 100ml, šroubovací uzávěr, tištěná stupnice, PP	GL40	1ks	125,-
60200200	Erlenmeyerova baňka: 250ml, šroubovací uzávěr, tištěná stupnice, PP	GL52	1ks	178,-
60300500	Erlenmeyerova baňka: 500ml, šroubovací uzávěr, tištěná stupnice, PP	GL52	1ks	206,-
60401000	Erlenmeyerova baňka: 1000ml, šroubovací uzávěr, tištěná stupnice, PP	GL52	1ks	281,-