

Mikrozkumavky typ EPPENDORF®UltraClear v různých barvách, o objemu 0.5ml, 1.5ml, 2ml, se stupnicí

Varná autoklávatelná mikrozkumavka se stupnicí a připojeným víčkem.

Vysoce průhledné mikrozkumavky vyráběné v USA.

Ploché víčko umožňuje popis a jeho speciální konstrukce brání otevření ve vroucí lázni.

Bez RNáz, DNáz a endotoxinů.

Materiál: medicíně čistý PP odpovídající požadavkům FDA

Teplota použití: -90 až +121°C

Maximální přetížení: 20 000 až 35 000 x g



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
75200005	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 0.5ml, čirá, výkl. víčko, stupnice	bal(1.000ks)	766,-
75300005R	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 0.5ml, červená, výkl.víčko, stupnice	bal(1.000ks)	832,-
75800005BR	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 0.5ml, hnědá, výkl. víčko, stupnice	bal(1.000ks)	832,-
75400005B	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 0.5ml, modrá, výkl. víčko, stupnice	bal(1.000ks)	832,-
75700005O	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 0.5ml, oranžová, výkl.víčko, stupnice	bal(1.000ks)	832,-
75500005G	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 0.5ml, zelená, výkl. víčko, stupnice	bal(1.000ks)	832,-
75600005Y	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 0.5ml, žlutá, výkl. víčko, stupnice	bal(1.000ks)	832,-
75900015	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 1.5ml, čirá, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	441,-
76000015R	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 1.5ml, červená, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	461,-
76500015BR	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 1.5ml, hnědá, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	461,-
76100015B	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 1.5ml, modrá, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	461,-
76400015O	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 1.5ml,oranžová, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	461,-
76200015G	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 1.5ml, zelená, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	461,-
76300015Y	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 1.5ml, žlutá, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	461,-
76600002	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 2ml, čírám výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	502,-
76700002R	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 2ml, červená, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	532,-
76800002B	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 2ml, modrá, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	532,-
77100002O	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 2ml, oranžová, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	532,-
76900002G	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 2ml, zelená, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	532,-
77000002Y	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®UltraClear: 2ml, žlutá, výkl. víčko, stupnice	bal(500ks)	532,-