

Mikrozkumavka se šroubovacím víčkem sterilní/nesterilní, kónická/stojící, o objemu 0.5ml, 1.5ml, 2ml,

Mikrozkumavka se šroubovacím víčkem a těsnícím kroužkem.

DNase/RNase Pyrogen free.

Odolnost: -90°C - +121°C

Materiál: PP

RCF: 25.000 x g max



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
1304	Mikrozkumavka: 0.5ml, kónická, šroubovací víčko, těsnící kroužek, nesterilní	ktn(3.000ks)	12.150,-
1304/SG	Mikrozkumavka: 0.5ml, kónická, šroubovací víčko, těsnící kroužek, sterilní	ktn(1.000ks)	4.575,-
1315	Mikrozkumavka: 0.5ml, stojící, šroubovací víčko, nesterilní	ktn(3.000ks)	10.125,-
1315/SG	Mikrozkumavka: 0.5ml, stojící, šroubovací víčko, sterilní	ktn(1.000ks)	3.975,-
1305	Mikrozkumavka: 0.5ml, stojící, šroubovací víčko, těsnící kroužek, nesterilní	ktn(3.000ks)	12.150,-
1305/SG	Mikrozkumavka: 0.5ml, stojící, šroubovací víčko, těsnící kroužek, sterilní	ktn(1.000ks)	4.575,-
1415	Mikrozkumavka: 1.5ml, kónická, šroubovací víčko, nesterilní	ktn(3.000ks)	10.125,-
1415/SG	Mikrozkumavka: 1.5ml, kónická, šroubovací víčko, sterilní	ktn(1.000ks)	3.525,-
1405	Mikrozkumavka: 1.5ml, kónická, šroubovací víčko, těsnící kroužek, nesterilní	ktn(3.000ks)	12.375,-
1405/SG	Mikrozkumavka: 1.5ml, kónická, šroubovací víčko, těsnící kroužek, sterilní	ktn(1.000ks)	4.725,-
1416	Mikrozkumavka: 1.5ml, stojící, šroubovací víčko, nesterilní	ktn(3.000ks)	10.125,-
1416/SG	Mikrozkumavka: 1.5ml, stojící, šroubovací víčko, sterilní	ktn(1.000ks)	3.525,-
1406	Mikrozkumavka: 1.5ml, stojící, šroubovací víčko, těsnící kroužek, nesterilní	ktn(3.000ks)	12.600,-
1406/SG	Mikrozkumavka: 1.5ml, stojící, šroubovací víčko, těsnící kroužek, sterilní	ktn(1.000ks)	4.800,-
1516	Mikrozkumavka: 2ml, kónická, šroubovací víčko, nesterilní	ktn(3.000ks)	10.125,-
1516/SG	Mikrozkumavka: 2ml, kónická, šroubovací víčko, sterilní	ktn(1.000ks)	3.525,-
1506	Mikrozkumavka: 2ml, kónická, šroubovací víčko, těsnící kroužek, nesterilní	ktn(3.000ks)	12.375,-
1506/SG	Mikrozkumavka: 2ml, kónická, šroubovací víčko, těsnící kroužek, sterilní	ktn(1.000ks)	4.725,-
1517	Mikrozkumavka: 2ml, stojící, šroubovací víčko, nesterilní;	ktn(3.000ks)	10.125,-
1517/SG	Mikrozkumavka: 2ml, stojící, šroubovací víčko, sterilní	ktn(1.000ks)	3.525,-
1507	Mikrozkumavka: 2ml, stojící, šroubovací víčko, těsnící kroužek, nesterilní	ktn(3.000ks)	12.600,-
1507/SG	Mikrozkumavka: 2ml, stojící, šroubovací víčko, těsnící kroužek, sterilní	ktn(1.000ks)	4.800,-