

Váženky

různé objemy, různé tvary, PP/PS

Průsvitná se vzduchotěsným víčkem, použití do 120°C.
Vhodná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011.
Materiál: PP



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
67700030	Váženka: 30ml, vzduchotěsné víčko, pr. 30mm, PP	1ks	59,-
67800025	Váženka: 25ml, vzduchotěsné víčko, pr. 40mm, PP	1ks	63,-
67900065	Váženka: 65ml, vzduchotěsné víčko, pr. 40mm, PP	1ks	64,-
68000050	Váženka: 50ml, vzduchotěsné víčko, pr. 50mm, PP	1ks	64,-
68100065	Váženka: 65ml, vzduchotěsné víčko, pr. 60mm, PP	1ks	73,-
68200200	Váženka: 200ml, vzduchotěsné víčko, pr. 60mm, PP	1ks	85,-
68300400	Váženka: 400ml, vzduchotěsné víčko, pr. 70mm, PP	1ks	97,-

Vhodné i pro potravinářské účely,
vyhovují normám CE/1935/2004 a CE/10/2011.
Tolerance orientační stupnice: ±10 %
Teplotní stabilita PP kádinek: 0 až 121°C
Materiál: PS



Kat. číslo	Rozměr	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
68400005	31 x 54 x 3.8mm	Váženka jednorázová (lodička): 5ml, kosočtverec, bílá, PS	bal(100ks)	191,-
68500005	31 x 54 x 3.8mm	Váženka jednorázová (lodička): 5ml, kosočtverec, černá, PS	bal(100ks)	191,-
68600030	55 x 85 x 13.5mm	Váženka jednorázová (lodička): 30ml, kosočtverec, bílá, PS	bal(50ks)	156,-
68700030	55 x 85 x 13.5mm	Váženka jednorázová (lodička): 30ml, kosočtverec, černá, PS	bal(50ks)	156,-
68800100	92 x 132 x 20mm	Váženka jednorázová (lodička): 100ml, kosočtverec, bílá, PS	bal(25ks)	159,-
68900100	92 x 132 x 20mm	Váženka jednorázová (lodička): 100ml, kosočtverec, černá, PS	bal(25ks)	159,-
69000007	41 x 41 x 8mm	Váženka jednorázová (lodička): 7ml, čtverec, bílá, PS	bal(100ks)	171,-
69100007	41 x 41 x 8mm	Váženka jednorázová (lodička): 7ml, čtverec, modrá, PS	bal(100ks)	179,-
69200100	89 x 89 x 25mm	Váženka jednorázová (lodička): 100ml, čtverec, bílá, PS	bal(100ks)	230,-
69300100	89 x 89 x 25mm	Váženka jednorázová (lodička): 100ml, čtverec, modrá, PS	bal(100ks)	262,-
69400250	140 x 140 x 22mm	Váženka jednorázová (lodička): 250ml, čtverec, bílá, PS	bal(100ks)	460,-
69500250	140 x 140 x 22mm	Váženka jednorázová (lodička): 250ml, čtverec, modrá, PS	bal(100ks)	488,-