

# Centrifugační zkumavky

## sterilní/nesterilní, kónické/stojící, tištěná/vyražená stupnice, o objemu 15ml, 50ml

Kónické zkumavky s modrým dokonale těsnícím víčkem.  
Nepyrogní, autoklávovatelné zkumavky odpovídající normě 98/79/CE.  
Zkumavky s modrou stupnicí a bílou popisovací plochou.  
Balené v sáčku/polystyrenovém stojánku.  
15ml - Stupnice: 2 až 15ml dělená po 0.5ml  
Maximální přetížení: 6 000 x g  
Rozměry: 17 x 120mm  
50ml - Stupnice: 5 až 50 ml dělená po 2,5 ml  
Maximální přetížení: 9 400 x g  
Rozměry: 30 x 115 mm  
Teplotní odolnost: - 80 až + 121 °C  
Materiál: PP



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
71200015	Centrifugační zkumavka: 15ml, kónická, modrá stupnice, nesterilní	bal(50ks)	222,-
71300015	Centrifugační zkumavka: 15ml, kónická, modrá stupnice, ve stojánku, nesterilní	bal(50ks)	341,-
71400050	Centrifugační zkumavka: 50ml, kónická, modrá stupnice, nesterilní	bal(25ks)	127,-
71500050	Centrifugační zkumavka: 50ml, kónická, modrá stupnice, ve stojánku, nesterilní	bal(25ks)	202,-
71600015	Centrifugační zkumavka: 15ml, kónická, modrá stupnice, sterilní	bal(50ks)	253,-
71700015	Centrifugační zkumavka: 15ml, kónická, modrá stupnice, ve stojánku, sterilní	bal(50ks)	378,-
71800050	Centrifugační zkumavka: 50ml, kónická, modrá stupnice, sterilní	bal(25ks)	145,-
71900050	Centrifugační zkumavka: 50ml, kónická, modrá stupnice, ve stojánku, sterilní	bal(25ks)	222,-

Kónické zkumavky s reliéfní orientační stupnicí bez popisovací plochy.  
Nesterilní zkumavky s modrým víčkem, gama-sterilní s víčkem červeným.  
Balené v sáčku, autoklávovatelné s odšroubovaným víčkem.  
Rozměry: 17 x 120mm/30 x 115mm  
Maximální přetížení: 3 000 x g  
Teplotní odolnost: -10 až +130 °C  
Materiál: PP

Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
72000015	Centrifugační zkumavka: 15ml, kónická, vyražená stupnice, nesterilní	bal(150ks)	703,-
72100050	Centrifugační zkumavka: 50ml, kónická, vyražená stupnice, nesterilní	bal(100ks)	548,-
72200050	Centrifugační zkumavka: 50ml, stojící, vyražená stupnice, nesterilní	bal(100ks)	608,-
79800015	Centrifugační zkumavka: 15ml, kónická, vyražená stupnice, sterilní	bal(150ks)	820,-
79900050	Centrifugační zkumavka: 50ml, kónická, vyražená stupnice, sterilní	bal(100ks)	633,-
80000050	Centrifugační zkumavka: 50ml, stojící, vyražená stupnice, sterilní	bal(100ks)	688,-