

Mikrozkumavky SAFETY CUP

Mikrozkumavky s bezpečnostním zámkem, popisnou plochou, o objemech 0.5ml, 1.5ml, 2ml

Mikrozkumavka SAFETY s vyraženou stupnicí, s výklopným víčkem s bezpečnostním zámečkem, pro zabránění náhodnému otevření. Na víčku je matná popisná plocha.

Mikrozkumavka je certifikována RNase, DNase, DNA a Pyrogen free.

Materiál: PP

RCF: 17.000 x g max



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
1103/SL	Mikrozkumavka SAFETY CUP: 0.5ml, bezpečnostní zámek, popisná plocha	ktn(1.000ks)	2.250,-
1003/SL	Mikrozkumavka SAFETY CUP: 1.5ml, bezpečnostní zámek, popisná plocha	ktn(500ks)	1.575,-
1303/SL	Mikrozkumavka SAFETY CUP: 2ml, bezpečnostní zámek, popisná plocha	ktn(500ks)	1.613,-