

Kryozkumavky

Zamražovací zkumavky se šroubovacím víčkem, stojící, s popisnou plochou o objemech 1ml, 2ml, 4ml

Pro uchování biologických vzorků do teploty až -196°C (-320°F). Jsou k dispozici s kulatým dnem, nebo samostatně stojící. Snadné šroubování jednou rukou. Velká bílá psací plocha pro identifikaci vzorku a tištěná stupnice. Čárový kód, typ CODE 128, vytištěný přímo na zkumavce je ideální pro automatické zpracování a archivaci vzorku. Čárový kód je možné přečíst s nejběžnějšími čtečkami čárových kódů. Víčko, nové koncepce, má hvězdicový tvar, k dispozici je jak s vnitřním a tak i s vnějším závitem. Pryžové těsnění zajišťuje absolutní bezpečnost proti riziku kontaminace vzorku a ztrátě tekutin.



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
6302	Kryozkumavka: 1ml, stojící, vnitřní závit, popisná plocha, sterilní	ktn(5x100ks)	3.150,-
6311	Kryozkumavka: 2ml, stojící, vnitřní závit, popisná plocha, sterilní	ktn(5x100ks)	3.150,-
6321	Kryozkumavka: 4ml, stojící, vnitřní závit, popisná plocha, sterilní	ktn(5x100ks)	3.263,-
6402	Kryozkumavka: 1ml, stojící, vnější závit, popisná plocha, sterilní	ktn(5x100ks)	3.150,-
6411	Kryozkumavka: 2ml, stojící, vnější závit, popisná plocha, sterilní	ktn(5x100ks)	3.150,-
6421	Kryozkumavka: 4ml, stojící, vnější závit, popisná plocha, sterilní	ktn(5x100ks)	3.263,-