

Dezinfekční prostředky na čištění předmětů

Enzyma

Enzymatický detergent na odstraňování biologické zátěže na předmětech a zdravotnických pomůckách. Používá se v předsterilizační přípravě na čištění nástrojů, endoskopů a pomůcek. Dobře rozpouští krev a znečištění bílkovinného původu. Kontaminované předměty se ponoří do roztoku (0,5-1,0%) na předepsanou expozici (15-10 minut). Po expozici se předměty vyjmou a opláchnou vodou.



Katalogové číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
10503102	Enzyma: čištění endoskopů, chirurg. nástrojů z gumy, skla a plastů	1 litr	390,-



Kvarsept 3Gen

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů a KAS na dezinfekci lékařských nástrojů a pomůcek s baktericidním, fungicidním, virucidním, sporicidním a mykobaktericidním účinkem ABCTMV s dávkováním 0,5% a expozicí 30 minut.



Katalogové číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
10512310	Kvarsept 3Gen: dezinfekční prostředek na čištění předmětů	1 litr	311,-
10512302	Kvarsept 3Gen: dezinfekční prostředek na čištění předmětů	5 litrů	1.193,-

Peroxon

Práškový přípravek na dezinfekci lékařských nástrojů, pomůcek, ploch a předmětů s účinnou látkou kyseliny peroxyoctové (vzniká „on site“ přidávkem vody k perboritanu sodnému 45 g a tetraacetyl etylendiaminu 8 g). Baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní (ABCV) je dosažen od 0,5-1% koncentrace s expozicí 10 minut.



Katalogové číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
10602101	Peroxon: na dezinfekci ploch a předmětů ve zdravotnictví	3kg	706,-