

Specifikace pipetovací špičky EG102

Univerzální

Barva: žlutá

Objem: 5 : 200 ul

Výška špičky: 49,40 mm

Balení: 1.000ks

Karton: 25x1.000ks

Výrobce: vyrobeno v EU

Specifikace :

- Plně autoklávovatelné, 121° C - 15 min.
- nízká retence - bez kovu



Kompatibilita pro použití bez omezení na:

Eppendorf all model

Gilson Pipetman P20-100-200

Biohit Proline M-line

Brand Transferpette

Socorex Acura – Calibra

HTL – Discovery

Nichiryo

Finnpipette

Thermo

a jiné