

## Specifikace pipetovací špičky EG106

### Univerzální se stupnicí

**Barva:** *čirá*

**Objem:** *2 : 200 ul*

**Výška špičky:** *50,00 mm*

**Balení:** *1.000ks*

**Karton:** *25x1.000ks*

**Výrobce:** *vyrobena v EU*

### Specifikace :

- Plně autoklávodatelné, 121° C - 15 min.
- nízká retence - bez kovu



### Kompatibilita pro použití bez omezení na:

Gilson Pipetman P20-100-200

Eppendorf

Biohit Proline

Socorex Acura

HTL – Discovery DV20-DV100-DV200

Nichiryo

Finnpipette

Thermo

a jiné