

## Specifikace pipetovací špičky GP-10

**Univerzální se stupnicí**

**Barva:** *čirá*

**Objem:** *0,1 : 10 ul*

**Výška špičky:** *31,30 mm*

**Balení:** *1.000ks*

**Karton:** *20x1.000ks*

**Výrobce:** *vyrobena v EU*

**Specifikace :**

- Plně autoklávovatelné, 121° C - 15 min.
- nízká retence - bez kovu



**Kompatibilita pro použití bez omezení na:**

Gilson Pipetman P2-10

Eppendorf

Socorex Acura

HTL – Discovery

Nichiryo

Finnpipette

Thermo

a jiné