


Specifikace pipetovací makrošpičky MP100



Univerzální

Barva: *čirá*

Objem: *2 :10 ml*

Výška špičky: *153,60 mm*

Balení: *100ks*

Karton: *10x100ks*

Výrobce: *vyrobeno v EU*

Specifikace :

- Plně autoklárovatelné, 121° C - 15 min.
- nízká retence - bez kovu

Kompatibilita pro použití bez omezení na:

Gilson Pipetman P10000

Brand Transferpette

Socorex Acura – Calibra

HTL – Discovery DV10000

Finpipette

a jiné