



Mikrozkumavka typ EPPENDORF® o objemech 0.2ml, 1.5ml, 2ml

Materiál: PP

Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
1203	Mikrozkumavka: 0.2ml, výklopné víčko	bal(1.000ks)	1.050,-
1003/G	Mikrozkumavka typ EPPENDORF®: 1.5ml, vyražená stupnice, popisná plocha	bal(1.000ks)	238,-
1303	Mikrozkumavka: 2ml, výklopné víčko, vyražená stupnice, popisná plocha	bal(1.000ks)	360,-

Mikrozkumavka EPPENDORF®UltraClear o objemech 0.5ml, 1.5ml, 2ml

Vysoce průhledné mikrozkumavky vyráběné v USA. Ploché víčko umožňuje popis a jeho speciální konstrukce brání otevření ve vroucí lázni.

Bez RNáz, DNáz a endotoxinů.

Materiál: medicíně čistý PP odpovídající požadavkům FDA

Teplota použití: -90 až +121°C

Maximální přetížení: 20 000 až 35 000 x g



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
75200005	Mikrozkumavka EPPENDORF®UltraClear: 0.5ml, čirá, výklopné víčko, stupnice	bal(1.000ks)	766,-
75900015	Mikrozkumavka EPPENDORF®UltraClear: 1.5ml, čirá, výklopné víčko, stupnice	bal(500ks)	445,-
76600002	Mikrozkumavka EPPENDORF®UltraClear: 2ml, čirá, výklopné víčko, stupnice	bal(500ks)	502,-



Mikrozkumavka 1,5 ml s bezpečnostním uzávěrem

Zabraňuje náhodnému otevření během manipulace

Ztenčený střed víčka usnadňuje propíchnutí

Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
78000003	Mikrozkumavka: 1,5 ml, čirá, bezpečnostní uzávěr, stupnice	bal(1.000ks)	1.125,-
78000004	Mikrozkumavka: 1,5 ml, čirá, bezpečnost. uzávěr a vytahovací úchyt, stupnice	bal(1.000ks)	1.179,-